


## **TELO PER INCISIONE 40x50 cm - sterile conf. 10 pz.**



Il suo scopo è delimitare con esattezza la parte anatomica del paziente su cui verrà effettuato l'intervento.

Il dispositivo viene applicato in corrispondenza del punto in cui viene praticata la ferita chirurgica, allo scopo di proteggere la stessa da possibili contaminazioni.

Telo da incisione in poliuretano adesivizzato sterile.

Dimensioni:

- $A \times B = 45 \times 50 \text{ cm}$
- $A \times C = 45 \times 40 \text{ cm}$