


TELO PER INCISIONE 30x35 cm - sterile conf. 50 pz.



Il suo scopo è delimitare con esattezza la parte anatomica del paziente su cui verrà effettuato l'intervento.

Il dispositivo viene applicato in corrispondenza del punto in cui viene praticata la ferita chirurgica, allo scopo di proteggere la stessa da possibili contaminazioni.

Telo da incisione in poliuretano adesivizzato sterile.

Dimensioni:

- $A \times B = 30 \times 35$ cm
- $A \times C = 30 \times 25$ cm