


SET CHIRURGICO UNIVERSALE - sterile conf. 10 pz.



Set universale in TNT biaccoppiato - sterile

1 Telo tavolo madre 150 x 200 cm con fascia centrale assorbente

1 Federa di Mayo 80 x 145 cm

1 Telo testa 150 x 240 cm adesivo

1 Telo piedi 180 x 200 cm adesivo

2 Teli laterali 75 x 90 cm adesivo

4 Salviette asciugamani 35 x 40 cm

1 Striscia adesiva 10 x 50 cm

1 Velcro passacavo 2,5 x 20 cm