


SET GINECOLOGICO UNIVERSALE - sterile conf. 8 pz.



Set ginecologia in TNT biaccoppiato - sterile

1 Telo tavolo madre 150 x 200 cm con fascia centrale assorbente

1 Federa di Mayo 80 x 145 cm

1 Telo per ginecologia 290 x 240 cm con foro adesivo, gambali incorporati, sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico

1 Telo 75 x 90 cm

1 Incision-film 35 x 50 cm

3 Strisce adesive 10 x 50 cm

4 Salviette asciugamani 35 x 40 cm