


SET ORTOPEDICO ARTROSCOPIA GINOCCHIO - sterile conf. 8 pz.



Set artroscopia ginocchio in TNT biaccoppiato - sterile Set

1 Telo tavolo madre 150 x 200 cm con fascia centrale assorbente

1 Federa di Mayo 80 x 145 cm

1 Telo 150 x 180 cm standard

1 Telo per artroscopia 230 x 320 cm con foro elastico e sacca raccolta liquidi

1 Stockinette 22 x 75 cm

3 Strisce adesive 10 x 50 cm

4 Salviette asciugamani 35 x 40 cm