

PESAPERSONE DIGITALE PROFESSIONALE WUNDER RB200 250 kg - Classe III - personalizzata



BILANCIA DIGITALE WUNDER RB200 - 250 kg - Classe III - personalizzata

OPZIONI PERSONALIZZABILI per 25001 (disponibili in 20 giorni)

- unità di misura kg/lb
- calibrazione personalizzata in base al fattore di gravità
- Francia: calibrazione personalizzata per area con carnet métrologique

Bilance digitali professionali a colonna con base ampia e stabile in alluminio verniciato e pedana antiscivolo in metallo verniciato.

Le bilance sono dotate di doppio display LCD con tripla lettura simultanea: peso, altezza e IMC.

Lettura più chiara e comoda grazie al display regolabile.

Funzioni: peso, tara, peso mamma/bambino, blocco del peso, IMC, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile.

4 ampi piedini regolabili e 2 ruote integrate per il trasporto.

In dotazione: adattatore di alimentazione, interfaccia RS232, livella, 4 piedini regolabili, 2 ruote e manuale multilingue: GB, IT, ES, su richiesta FR, DE.

Certificato MDR.

Made in Italy.

Portata: 150/250 kg

Precisione: 50/100 g

Display: doppio LCD: LCD 20mm peso con 5 cifre attive; LCD 12 mm altezza e IMC

Dimensioni - peso bilancia: 275x430xh 900mm - 7 kg

Dimensioni imballaggio: 330x1100x290 mm

Dimensioni pedana: 275x295xh 55mm

Dimensioni colonna: Ø60 x h 800mm

Alimentazione (inclusa): adattatore 12V - 2 A

Alimentazione (opzionale): batteria ricaricabile o 6 batterie AAA alcaline