

PESAPERSONE A STADERA PROFESSIONALE WUNDER C201 200 kg con statimetro - Classe III - presonalizzata



PESAPERSONE A STADERA WUNDER C201 200 kg con statimetro - Classe III - personalizzata

Opzioni personalizzabili per 25009 (disponibili in 20 giorni)

- unità di misura kg/lb
- calibrazione personalizzata in base al fattore di gravità
- Francia: calibrazione personalizzata per area con carnet métrologique

Pesapersoni professionali con struttura in metallo verniciato, pedana di gomma e leve in ghisa collegate a un tirante ad asta con sistema di pesatura a equilibrio non automatico.

Il peso è indicato su entrambi i lati per agevolare la lettura.

Dotate di ruote per facilitare il trasporto, di statimetro e di blocco per l'asta del peso.

Regolazione dello zero manuale.

Certificato MDR.

Statimetro telescopico, piedini regolabili, ruote e manuale in GB, IT, ES.

Su richiesta FR, DE.

Made in Italy.

Portata - precisione: 200 kg - 100 g

Statimetro: 60-212 cm

Dimensioni pedana: 275x375xh 115 mm

Altezza colonna: 1200 mm

Dimensioni - peso: 420x570xh 1500 mm - 15 kg