

BILANCIA DIGITALE GIMA



Bilancia elettronica da bagno con pedana in plastica.

Sistema di alta precisione con 4 sensori.

Accensione automatica, indicatore di batteria scarica e di sovraccarico.

Commutabile in Lb/ kg/st.

Scatola colorata e manuale in 9 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, GR, Arabo.

- Portata: max 150 kg (misurazione minima 3 kg)
- Precisione: 100 g
- Dimensione: 299 x 297 x 32,4 mm
- Alimentazione: funziona con una batteria al litio tipo CR2032 (non inclusa)
- Garanzia: 2 anni