

BILANCIA SECA 761 classe III - medicale



BILANCIA SECA 761 - uso medico - Classe III

Modello tradizionale con grande quadrante.

- Strumento professionale con struttura in metallo verniciata di bianco.
- Precisione della pesata su ogni tipo di superficie.
- Ampia pedana di design con tappetino antiscivolo, stabile e sicura.
- Funzione tara.
- Manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.

La bilancia meccanica SECA 761 classe III è uno strumento professionale progettato per l'utilizzo medico e sanitario, ideale per ambulatori, studi medici, farmacie e strutture assistenziali. Grazie alla sua elevata precisione certificata e alla robusta struttura in metallo verniciato, garantisce affidabilità e durata nel tempo anche in caso di utilizzo intensivo.

Dotata di un ampio quadrante analogico facilmente leggibile, la SECA 761 consente una lettura immediata del peso con precisione di 1 kg e portata massima fino a 150 kg. La

piattaforma ampia e stabile con tappetino antiscivolo offre comfort e sicurezza durante la pesata.

La classificazione medica Classe III rende questa bilancia conforme agli standard richiesti per l'utilizzo professionale in ambito sanitario. Il design tradizionale SECA unisce funzionalità, stabilità e semplicità di utilizzo, risultando perfetto sia per operatori sanitari sia per pazienti.

La struttura resistente e la funzione tara integrata completano un dispositivo affidabile e pratico per il monitoraggio del peso corporeo in contesti professionali.

FAQ - Domande e Risposte

La bilancia è adatta per uso medico professionale?

Sì, è una bilancia medica certificata Classe III.

Qual è la portata massima?

La portata massima è di 150 kg.

Che precisione ha la bilancia?

La precisione è di 1 kg.

La piattaforma è antiscivolo?

Sì, dispone di tappetino antiscivolo per maggiore sicurezza.

La lettura del peso è digitale o analogica?

La bilancia utilizza un grande quadrante analogico ad alta leggibilità.

Bilancia medica SECA 761 Classe III professionale con portata 150 kg e quadrante analogico ad alta leggibilità.

Ideale per studi medici e ambulatori.

- Portata: 150 kg
- Precisione: 1.000 g
- Dimensioni: 305x120x470 mm
- Peso: 3,5 kg