

BILANCIA SECA 756 - con statimetro - classe III



SECA 756 - bilancia meccanica con altimetro (60-200 cm) - classe III

La tradizione unita al design moderno. Con un meccanismo ad alta precisione che mostra il peso con l'aiuto di un indicatore rosso ben visibile dall'utilizzatore.

Manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.

Portata: 160 kg

Precisione: 500 g

Peso: 18,5 kg

Dimensioni: 628x360x1.000 mm

Pedana: 360x350 mm con ruote