

BILANCIA SECA 762 - professionale



Modello tradizionale con quadrante largo e ben definito per rendere la lettura più semplice.

La piattaforma di appoggio anti scivolo, ampia, bassa e resistente ai graffi è l'ideale per chiunque desideri misurare il proprio peso.

Regolazione dello zero.

Manuale d'uso in: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.

Portata: 150 kg

Precisione: 500 g \pm 2 g

Dimensioni: 305x120x470 mm

Peso: 3,5 kg