

BILANCIA DIGITALE PEGASO non DM



BILANCIA DIGITALE PEGASO con altimetro (80x210 cm)

Bilancia digitale affidabile con altimetro integrato.

Facile da utilizzare, ogni funzione è visualizzata su schermo per tracciare le attività in tempo reale.

Schermo LCD retroilluminato ad alto contrasto e numeri alti 20 mm per una maggiore leggibilità.

Risultati precisi grazie alle funzioni di taratura e di blocco del peso.

Funzione di spegnimento automatico.

Funziona sia a batterie che tramite collegamento alla rete elettrica.

Altimetro in cm-pollici telescopico in alluminio anodizzato con intervallo di misurazione da 80 a 210 cm e graduazione di 0,5 cm

Doppia lettura kg/lb.

Pedana: 375x275 mm

La Bilancia Digitale Pegaso non DM è una soluzione professionale progettata per la misurazione accurata del peso in ambulatori, studi medici, farmacie, palestre e strutture sanitarie. Dotata di altimetro integrato telescopico, consente di rilevare contemporaneamente peso e altezza in modo pratico e preciso.

La struttura robusta e stabile supporta una portata fino a 200 kg con precisione di 100 g, garantendo affidabilità nelle misurazioni quotidiane. Il display LCD retroilluminato ad alta leggibilità con numeri da 20 mm permette una visualizzazione chiara dei dati anche in ambienti poco illuminati.

La bilancia è dotata di funzioni avanzate come tara, blocco del peso e spegnimento automatico, migliorando praticità ed efficienza operativa. Può funzionare sia a batteria ricaricabile sia collegata direttamente alla rete elettrica, offrendo massima versatilità di utilizzo.

L'altimetro telescopico in alluminio anodizzato permette misurazioni dell'altezza da 80 a 210 cm con graduazione di 0,5 cm, rendendo la Pegaso ideale per controlli antropometrici completi.

FAQ - Domande e Risposte

Qual è la portata massima della bilancia?

La bilancia supporta fino a 200 kg.

La bilancia include l'altimetro?

Sì, è dotata di altimetro telescopico integrato.

Come viene alimentata?

Può funzionare sia a batteria ricaricabile che tramite collegamento alla rete elettrica.

Il display è retroilluminato?

Sì, dispone di display LCD retroilluminato ad alta leggibilità.

È adatta per uso professionale?

Sì, è ideale per ambulatori, studi medici e strutture sanitarie.

Bilancia Digitale Pegaso non DM con altimetro integrato telescopico.

Portata 200 kg, display LCD retroilluminato e funzioni professionali per studi medici e ambulatori.

- Portata: 200 kg
- Precisione: 100 g
- Alimentazione: 110-240 V - 50-60 Hz
- Caricabatteria: 6 V - 5 AH
- Tempo di ricarica: 4-5 ore
- Autonomia: 36 ore da carica completa
- Dimensioni della confezione: 1.000x320x260 mm
- Dimensioni - Peso: 535x275x960 mm - 12 kg