

## **BILANCIA DIGITALE SECA 799 con BMI - classe III**



SECA 799 - elettronica con IMC - classe III

Versatile, poca manutenzione, funzionamento indipendente con batterie economiche, ideale per l'uso giornaliero in ospedale e negli studi medici.

Dotata di ruote che la rendono facile da trasportare. La piattaforma antiscivolo garantisce un appoggio sicuro e protetto.

La funzione IMC offre valide informazioni sulle condizioni nutrizionali del paziente.

Diverse funzioni: TARA, HOLD, conversione della scala di pesatura, spegnimento automatico.

Manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.

Portata: 200 kg

Precisione: 100 g 150 kg > 200 g

Peso: 6,3 kg

Dimensioni: 294x831x417 mm

Pedana: 272x280 mm