

BILANCIA MECCANICA SECA 700 - kg - con statimetro



SECA 700 - kg

Bilancia meccanica a colonna con rilevazione del peso ad altezza visiva.

Il peso viene misurato in maniera convenzionale, allineando i due bilancieri cromati.

Manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.

Capacità: 220 kg

Precisione: 50 g

Dimensione: 520 x 1.556 x 520 mm

Piattaforma: 335 x 80 x 345 mm

Peso: 16,5 kg