

BILANCIA SIRIO con statimetro - 150 kg



BILANCIA SIRIO - 150 kg meccanica con altimetro (85-210 cm)

Robusta e affidabile bilancia con quadrante per garantire misurazioni esatte e precise.

Quadrante grande per facilitare la lettura.

Manuale utente: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

Portata: 150 kg

Sensibilità: 500 g

Peso: 13 kg

Dimensioni: 68 x 27,5 x 108 cm

Piattaforma: 37 x 27 cm

Imballaggio 106 x 34 x 29 cm