

POLTRONA DONATORI con ruote - blu



POLTRONA PRELIEVO CON RUOTE

Poltrona a rotelle per prelievo con struttura in tubolari d'acciaio ovali e tondi verniciati in polvere epossidica.

Schienale regolabile tramite pompa a gas.

Poggiagambe imbottito regolabile manualmente.

Poggiapiedi metallico estraibile.

Braccioli con articolazioni regolabili in altezza manualmente.

Imbottitura in schiuma di poliuretano ad alta densità, ignifuga Classe 1 IM.

Copertura in materiale plastico lavabile (ecopelle), ignifugo Classe 1 IM.

Maniglia di spinta posteriore.

Dimensione totale materassino: 166x55 cm.

Dimensione imballo: 185x67xh 58 cm.

Quattro ruote Ø 100 mm, 2 direzionali e 2 con freno.

Peso netto: 53 kg.

Peso lordo: 55 kg.

Portata massima: 150 kg.

Fornita con cestello con cinghia per fissare la bombola di ossigeno, asta portaflebo e supporto portacartelle.

Made in Italy.