

LETTO AD UNO SNODO - con ruote



LETTO CON SCHIENALE REGOLABILE

- LETTO ARTICOLATO A 1 SNODO - con ruote

Telaio in acciaio verniciato con rete.

1 telaio tubolare con rete per il movimento della testa, 200 x 85 cm.

2 testate cromate con pannello in bilaminato MDF. Movimento mediante manovella.
Protezione di fine corsa.

Dimensioni: 206 x 89 x h 90 cm.

Ruote in gomma Ø 100 mm, con freno.

Altezza del telaio dalla base: 52/55 cm.

Dimensioni del telaio: 200 x 85 cm.

Peso: 32 kg.

Portata: 110 Kg.

Made in Italy.