

## **LETTO A TRE SNODI**



LETTO CON SCHIENALE E PEDANA REGOLABILI

- LETTO ARTICOLATO A 3 SNODI

Telaio in acciaio verniciato con rete.

3 telai tubolari con reti in acciaio verniciato, 200 x 85 cm.

2 testate cromate con pannello in bilaminato MDF.

Movimento generato da 2 manovelle.

Protezione di fine corsa.

Ruote in gomma Ø 100 mm.

Dimensioni: 206 x 89 x h 90 cm.

Altezza del telaio dalla base: 52/55 cm.

Dimensioni del telaio: 200 x 85 cm.

Portata: 110 Kg.

Peso: 42 kg.

Made in Italy.