

ALZA COPERTE



ALZA COPERTE

Struttura tubolare in acciaio cromato - Smontabile.

L'alza coperte è un ausilio sanitario progettato per mantenere lenzuola e coperte sollevate dal corpo del paziente, contribuendo a ridurre pressioni e fastidi durante il riposo. È particolarmente indicato per persone allettate, pazienti sensibili al contatto dei tessuti o soggetti con problematiche cutanee e post-operatorie.

Realizzato con struttura tubolare in acciaio cromato, questo supporto garantisce robustezza, stabilità e lunga durata nel tempo. La struttura smontabile consente un utilizzo pratico e una facile gestione durante il trasporto o il rimessaggio.

L'alza coperte è ideale per utilizzo in ospedali, case di cura, RSA, strutture sanitarie e assistenza domiciliare. Grazie al design semplice ed essenziale, può essere posizionato facilmente sul letto per creare uno spazio protettivo tra il paziente e le coperte.

La struttura in acciaio cromato offre inoltre una superficie resistente e facile da pulire, rendendo il prodotto adatto a contesti professionali e assistenziali dove igiene e praticità sono fondamentali.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve l'alza coperte?

Serve a tenere sollevate le coperte dal corpo del paziente.

In quale materiale è realizzato?

È realizzato in acciaio cromato.

La struttura è smontabile?

Sì, l'alza coperte è smontabile.

È adatto all'assistenza domiciliare?

Sì, è indicato sia per uso domestico sia professionale.

Può essere utilizzato in strutture sanitarie?

Sì, è ideale per ospedali, RSA e case di cura.

Alza coperte in acciaio cromato con struttura smontabile.

Ausilio sanitario per letti ospedalieri, assistenza domiciliare e pazienti allettati.