


SISTEMA REGGIARTO



SISTEMA REGGIARTO

Alzamalati con struttura in acciaio, superficie rivestita.

La struttura è composta da 4 parti facilmente assemblabili.

Dotato di triangolo.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL, SE.

Lunghezza totale: 725 mm

Larghezza totale: 690 mm

Altezza totale: 1935 mm

Centro triangolo: 1520 mm

Portata*: 75 kg

*La portata considera metà del peso del paziente