

PORTACARTELLA INOX PER CARTELLE CLINICHE



PORTACARTELLA A4 INOX 37x25x5 cm

Con plexiglass trasparente. Adatto per cartelle da 34 x 23 cm.

Il portacartella inox è un accessorio professionale progettato per contenere e proteggere cartelle cliniche e documentazione sanitaria, consentendone una consultazione pratica durante le attività quotidiane di assistenza.

Realizzato in acciaio inox, offre una struttura robusta, resistente e adatta all'impiego frequente in ospedali, cliniche, case di cura, RSA e altre strutture sanitarie. La superficie liscia facilita inoltre le normali operazioni di pulizia.

Il portacartella presenta dimensioni di 37 x 25 x 5 cm ed è predisposto per ospitare cartelle delle dimensioni di circa 34 x 23 cm. La struttura comprende una parte trasparente in plexiglass, utile per mantenere visibile e facilmente consultabile la documentazione inserita.

Con un peso di circa 0,7 kg, rappresenta una soluzione pratica per organizzare la documentazione del paziente e mantenerla ordinata e disponibile in prossimità del posto letto.

FAQ - Domande Frequenti

Quali sono le dimensioni del portacartella inox?

Il portacartella misura 37 x 25 x 5 cm.

Quali dimensioni deve avere la cartella da inserire?

È indicato per cartelle delle dimensioni di circa 34 x 23 cm.

Di quale materiale è realizzato?

La struttura è realizzata in acciaio inox e comprende un elemento in plexiglass trasparente.

Dove può essere utilizzato il portacartella?

È indicato per l'organizzazione delle cartelle cliniche in ospedali, cliniche, RSA, case di cura e altre strutture sanitarie.

Portacartella inox 37x25x5 cm con plexiglass trasparente, adatto a cartelle cliniche da 34x23 cm. Robusto e pratico per strutture sanitarie.

- Dimensioni: 37 x 25 x 5 cm
- Peso: 0,7 kg