


SPONDE A N per letto da degenza 165,5×40 cm.jpg



SPONDA A N 165x40 cm

Sponda per letto con struttura in acciaio e superficie rivestita.

La sponda laterale può essere fissata con vite.

Portata max: 75 Kg.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, GR.

Le sponde A N 165,5×40 cm sono accessori progettati per letti da degenza e ambienti assistenziali, ideali per aumentare la sicurezza del paziente durante il riposo o la permanenza a letto. Realizzate con struttura in acciaio resistente e superficie rivestita, garantiscono robustezza, stabilità e durata nel tempo anche in contesti sanitari ad utilizzo intensivo.

Queste sponde laterali sono pensate per offrire un supporto sicuro e pratico, contribuendo a ridurre il rischio di cadute accidentali. Il sistema di fissaggio con vite permette un'installazione semplice e stabile sul letto compatibile, assicurando affidabilità nell'utilizzo

quotidiano in ospedali, case di cura, RSA e assistenza domiciliare.

Grazie alle dimensioni di 165,5×40 cm, le sponde risultano adatte a molte configurazioni di letti da degenza. La struttura solida supporta una portata massima fino a 75 kg, offrendo un elevato livello di sicurezza e funzionalità.

Le sponde A N rappresentano una soluzione pratica e professionale per migliorare comfort e protezione del paziente negli ambienti sanitari e assistenziali.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono le sponde per letto?

Servono ad aumentare la sicurezza del paziente evitando cadute accidentali.

Le sponde sono in acciaio?

Sì, sono realizzate con struttura in acciaio resistente.

Come vengono fissate al letto?

Il fissaggio avviene tramite vite.

Quali sono le dimensioni delle sponde?

Le dimensioni sono 165,5×40 cm.

Sono adatte per uso sanitario professionale?

Sì, sono ideali per ospedali, RSA e assistenza domiciliare.

Sponde laterali per letto da degenza 165,5×40 cm in acciaio rivestito.

Sicurezza e supporto per ambienti sanitari e assistenza domiciliare.