

CARROZZINA PEDIATRICA



CARROZZINA PEDIATRICA - seduta 35 cm - tessuto nero

- struttura a incrocio
- braccioli alzabili imbottiti
- poggipiedi fissi, pedana alzabile con cinta per gambe
- rotelle anteriori solide 15 cm
- ruote posteriori pneumatiche 56 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- schienale pieghevole, ampia tasca sul retro

Imbottitura removibile con fissaggio in velcro

- Larghezza complessiva: 52 cm
- Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 32 cm
- Larghezza seduta: 35 cm

- Diametro ruota posteriore: 56 cm
- Diametro ruota anteriore: 15 cm
- Altezza del piano seduta: 48 cm
- Altezza complessiva carrozzina: 90 cm
- Lunghezza totale: 97 cm
- Profondità seduta: 36 cm
- Altezza dello schienale: 40 cm
- Portata massima: 75 kg
- Dimensioni imballo: 85 x 33 x 73 cm
- Peso netto: 13 kg
- Peso lordo: 15 kg