

## CARROZZINA PIEGHEVOLE STANDARD



CARROZZINA STANDARD - seduta 46 cm - tessuto blu

- struttura a incrocio singolo
- struttura cromata
- braccioli fissi, imbottitura PVC
- poggiatesta fissi, pedana alzabile, cinghia per gambe
- ruote anteriori solide 20 cm
- ruote posteriori solide 61 cm
- freni bloccaggio su ruote posteriori
- ampia tasca sul retro

- Larghezza complessiva: 64 cm
- Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 24 cm
- Larghezza seduta: 46 cm

- Diametro ruota posteriore: 58 cm
- Diametro ruota anteriore: 20 cm
- Altezza del piano seduta: 49 cm
- Altezza complessiva carrozzina: 87 cm
- Lunghezza totale: 106 cm
- Profondità seduta: 40 cm
- Altezza seduta: 45 cm
- Portata massima: 100 kg
- Dimensioni imballo: 94 x 23 x 89 cm
- Peso netto: 17 Kg
- Peso lordo: 19,2 Kg