

CARROZZINA PIEGHEVOLE ROYAL



CARROZZINA ROYAL - seduta 46 cm - tessuto nero

- struttura a doppio incrocio
 - struttura in acciaio cromato
 - braccioli alzabili, imbottitura PU
 - poggipiedi staccabili, pedana alzabile, cinto gambe
 - ruote posteriori pneumatiche 61 cm sistema a rilascio rapido
 - ruote anteriori solide 15 cm
 - freni bloccaggio su ruote posteriori
 - schienale pieghevole
 - ampia tasca sul retro
-
- Larghezza complessiva: 64 cm
 - Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 28 cm

- Larghezza seduta: 46 cm
- Diametro ruota posteriore: 61 cm
- Diametro ruota anteriore: 15 cm
- Altezza del piano seduta: 51 cm
- Altezza complessiva carrozzina: 94 cm
- Lunghezza totale: 106 cm
- Profondità seduta: 40 cm
- Altezza seduta: 45 cm
- Portata massima: 100 kg
- Dimensioni imballo: 80 x 28 x 78 cm
- Peso netto: 15,8 Kg
- Peso lordo: 18,6 Kg