

## BACINELLA GONFIABILE SHAMPOO



### **BACINELLA PER SHAMPOO**

Bacinella gonfiabile ideale per lavare la testa alle persone allettate.

Supporta la testa, il collo e le spalle durante lo shampoo.

La profondità di 20 cm evita gli schizzi. Il tubo di scarico elimina l'acqua e la schiuma.

Fornito con sacca per l'acqua e soffione da doccia a clip.

Dimensioni: 53 x 61 x 20 cm.

Portata: 10 l

La Bacinella Gonfiabile Shampoo è una soluzione pratica e confortevole progettata per facilitare il lavaggio dei capelli a persone allettate, anziani o pazienti con mobilità ridotta. Ideale per assistenza domiciliare, ospedali, RSA e strutture sanitarie, consente di effettuare lo shampoo direttamente a letto in modo semplice, igienico e sicuro.

Realizzata in materiale resistente e gonfiabile, la bacinella offre un supporto stabile per testa, collo e spalle durante il lavaggio, migliorando il comfort del paziente e facilitando il

lavoro dell'operatore sanitario o caregiver. Il bordo rialzato aiuta a evitare fuoriuscite d'acqua e schizzi, mentre il tubo di scarico permette un rapido deflusso dell'acqua sporca e della schiuma.

La confezione include una pratica sacca per l'acqua con soffione da doccia a clip, utile per effettuare il lavaggio in maniera più agevole. Facile da gonfiare, utilizzare e riporre dopo l'uso, rappresenta un ausilio indispensabile per la cura quotidiana della persona.

Compatta e leggera, è particolarmente indicata per l'igiene personale di pazienti non autosufficienti o con difficoltà motorie temporanee o permanenti.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **A cosa serve la bacinella gonfiabile shampoo?**

*Serve per lavare i capelli a persone allettate o con mobilità ridotta direttamente a letto.*

### **È facile da utilizzare?**

*Sì, si gonfia rapidamente ed è semplice da usare e svuotare.*

### **La bacinella include accessori?**

*Sì, include una sacca per acqua con soffione da doccia a clip.*

### **Può essere usata in assistenza domiciliare?**

*Sì, è ideale sia per uso domestico che professionale sanitario.*

### **Come avviene lo scarico dell'acqua?**

*Tramite il pratico tubo di scarico integrato.*

Bacinella gonfiabile shampoo per persone allettate e anziani.

Ideale per lavaggio capelli a letto con tubo di scarico e soffione incluso.