

## **BACINELLA GONFIABILE SHAMPOO**



### **BACINELLA PER SHAMPOO**

Bacinella gonfiabile ideale per lavare la testa alle persone allettate.

Supporta la testa, il collo e le spalle durante lo shampoo.

La profondità di 20 cm evita gli schizzi. Il tubo di scarico elimina l'acqua e la schiuma.

Fornito con sacca per l'acqua e soffione da doccia a clip.

Dimensioni: 53 x 61 x 20 cm.

Portata: 10 l