

## **CUSCINO ANTIDECUBITO BULGEL 41x41x3 cm**



CUSCINO BULGEL 41x41x3 cm

PREVENZIONE DEL DECUBITO DA BASSO A MEDIO RISCHIO

Portata 30-120 Kg.

Made in France.

Questo cuscino antidecubito è costituito da una sacca ignifuga in schiuma di PE ricoperta con un gel acquoso.

La linea di cuscini Gima è progettata per prevenire le piaghe da decubito nei pazienti costretti in posizioni sedute per lungo tempo o pazienti in carrozzina. Tutti i cuscini in gel o schiuma sono forniti con una fodera impermeabile in PU con una cerniera e una maniglia.