

CUSCINO ANTIDECUBITO VISCO-MOUSS 43x43x6 cm



CUSCINO VISCO - MOUSS 43x43x7* cm (*Minimo 7 cm, massimo 8 cm)

PREVENZIONE DEL DECUBITO A RISCHIO ELEVATO

Portata 30-120 Kg.

Made in France.

Cuscino pre-modellato in schiuma viscoelastica con effetto memory. La schiuma memory è sensibile alla pressione e si adatta rapidamente alla forma del corpo, tornando alla forma originale quando la pressione è rimossa. La forma anatomica con bordi rialzati e la pendenza antero-posteriore migliorano la posizione, la stabilità e il comfort della seduta. Densità schiuma: 86 kg/m³.

La linea di cuscini Gima è progettata per prevenire le piaghe da decubito nei pazienti costretti in posizioni sedute per lungo tempo o pazienti in carrozzina. Tutti i cuscini in gel o schiuma sono forniti con una fodera impermeabile in PU con una cerniera e una maniglia.