

## **CUSCINO AD ARIA 40x40x6 cm con cover**



CUSCINO AD ARIA - 40x40x6 cm

PREVENZIONE DEL DECUBITO A RISCHIO DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

Con fodera in poliestere, pompa e kit riparazione

- singolo compartimento
- celle d'aria, 64 o 81, che prevengono le piaghe da decubito
- massimizza la distribuzione della pressione e il flusso sanguigno
- si adatta alla forma del corpo
- si aggiusta in base ai cambiamenti del corpo

Portata massima: 150 kg

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, CZ, HU, SI, HR, RO, BG, GR.