

CUSCINO CON SCHIACCIAMENTO CENTRALE - in fibra cava 100% cotone



CUSCINO CONCAVO CENTRALMENTE

Dimensioni: 45x45 cm

Prodotti per la prevenzione del basso rischio di decubito, in fibra di silicone e rivestiti con fodera in cotone 100% sanforizzato. La proprietà principale della fibra di silicone è di mantenere la forma originale anche dopo forti pressioni. Ciò consente di mantenere un elevato comfort e una distribuzione del peso corretta nel tempo. La fodera in cotone traspirante offre la massima freschezza. Lavabile a 30-40°C.

Tutti i cuscini sono forniti con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE

Made in Italy.