

## **COLLARINO DA VIAGGIO - in fibra cava 100% cotone**



### **CUSCINO COLLO DA VIAGGIO**

Dimensioni: 44x36 cm

Prodotti per la prevenzione del basso rischio di decubito, in fibra di silicone e rivestiti con fodera in cotone 100% sanforizzato. La proprietà principale della fibra di silicone è di mantenere la forma originale anche dopo forti pressioni. Ciò consente di mantenere un elevato comfort e una distribuzione del peso corretta nel tempo. La fodera in cotone traspirante offre la massima freschezza. Lavabile a 30-40°C.

Tutti i cuscini sono forniti con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE

Made in Italy.