

MATERASSO A BOLLE



MATERASSO A BOLLE

Trattamento e prevenzione delle lesioni da pressione di stadio I nelle terapie di breve termine e a domicilio.

Il materasso in PVC è composto da 130 elementi a bolla di 7 cm particolarmente comodi.

Si può fissare al letto con dei lembi sui lati superiore e inferiore.

Resiste al freddo fino a -30°.

Lunghezza lembi: 50+50 cm (superiore ed inferiore).

- Dimensioni totali: 200 x 90 x 7 cm
- Altezza elementi: 7 cm (2,7")
- Materiali: PVC
- Spessore: 0,32 mm
- Per pazienti fino a: 135 kg