

COMPRESSORE per cod. 28564



Speciale compressore silenzioso per una perfetta regolazione della pressione grazie alla manovella sul pannello frontale.

Il compressore può essere agganciato a qualsiasi tipo di letto da ospedale mediante due ganci.

Da usare con i materassi a bolle o a pressione alternata.

Dimensioni: 25x12xh 10 cm

Tensione di esercizio: 110-220 V, 50-60 Hz

Pressione di esercizio: 40-100 mmHg

Uscita aria: 6-7 litri/min

Durata ciclo: 6 min

Scatola: TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2