

MATERASSO A CELLE INTERCAMBIABILI - livello II 1 PZ.



MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI

Raccomandato per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da pressione di stadio I e II nelle terapie di medio termine e a domicilio.

I 20 elementi in nylon + PVC di 9,5 cm forniscono un confort eccellente.

Gli elementi (20+1 di ricambio) sono fissati con clip a pressione e sono facilmente sostituibili in caso di danneggiamento.

Manuale e scatola in 10 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, HU, GR, Arabo.

Dimensioni totali: 200 x 86 x 9,5 cm

Altezza elementi: 9,5 cm (4")

Materiali: Nylon+PVC

Spessore: 0,32 mm

Per pazienti fino a: 140 Kg