

## **MATERASSO A CELLE + COMPRESSORE (28567+28568) 1 kit**



### **KIT MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI + COMPRESSORE**

- **MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI**

Raccomandato per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da pressione di stadio I e II nelle terapie di medio termine e a domicilio.

I 20 elementi in nylon + PVC di 9,5 cm forniscono un confort eccellente.

Gli elementi (20+1 di ricambio) sono fissati con clip a pressione e sono facilmente sostituibili in caso di danneggiamento.

Manuale e scatola in 10 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, HU, GR, Arabo.

- **COMPRESSORE**

Speciale compressore silenzioso per una perfetta regolazione della pressione grazie alla manovella sul pannello frontale.

Il compressore può essere agganciato a qualsiasi tipo di letto da ospedale mediante due ganci.

Da usare con i materassi a bolle o a pressione alternata.

**Materasso:**

Dimensioni totali: 200 x 86 x 9,5 cm

Altezza elementi: 9,5 cm (4")

Materiali: Nylon+PVC

Spessore: 0,32 mm

Per pazienti fino a: 140 Kg

**Compressore:**

Dimensioni: 25x12xh 10 cm

Tensione di esercizio: 110-220 V, 50-60 Hz

Pressione di esercizio: 40-100 mmHg

Uscita aria: 6-7 litri/min

Durata ciclo: 12 min

Scatola: TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2