

**AGHI CANNULA TERUMO SURSHIELD VERSATUS-WP
16G - 1,75x45 mm - SR+DS1645PD - grigio - sterili
conf. 50 pz.**



AGHI CANNULA SURSHIELD™ VERSATUS - sterili

Codice TERUMO®: SR+DS1645PD

Ago: 16G - 1,75 × 45 mm

Colore: grigio

Minimo vendita: conf. da 50

Gli aghi cannula Surshield™ Versatus con copriago consentono di chiudere completamente l'ago per evitare la contaminazione con sangue e le ferite da ago accidentali in fase di smaltimento delle cannule intravenose.

Il copriago di protezione dagli oggetti taglienti è uno strumento importante in ambiente sanitario.

La forma speciale della punta consente una venipuntura agevole e meno dolorosa.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.