

**AGHI CANNULA TERUMO SURSHIELD VERSATUS-WP
24G - 0,74x19 mm - SR+DS2419PD - giallo - sterili
conf. 50 pz.**



AGHI CANNULA SURSHIELD™ VERSATUS - sterili

Codice TERUMO®: SR+DS2419PD

Ago: 24G - 0,74 × 19 mm

Colore: giallo

Minimo vendita: conf. da 50

Gli aghi cannula Surshield™ Versatus con copriago consentono di chiudere completamente l'ago per evitare la contaminazione con sangue e le ferite da ago accidentali in fase di smaltimento delle cannule intravenose.

Il copriago di protezione dagli oggetti taglienti è uno strumento importante in ambiente sanitario.

La forma speciale della punta consente una venipuntura agevole e meno dolorosa.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.