

**AGHI CANNULA TERUMO SURFLO 14G - 2,15x64 mm
- SR+OX1464C1 - arancione - sterili conf. 50 pz.**



AGHI CANNULA SURFLO™ - dritti - sterili

Codice TERUMO®: SR+OX1464C1

Ago: 14Gx2 1/2" - 2,15 × 64 mm

Colore: arancione

Minimo vendita: conf. da 50

Gli aghi cannula Surflo™ sono studiati per garantire stabilità (minore rischio di punte spezzate e distacco) durante la venipuntura in condizioni difficili.

Realizzati in EFTE di qualità medica.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.