

**AGHI CANNULA TERUMO SURFLO 18G - 1,3x64 mm -
SR+OX1864C1 - verde - sterili conf. 50 pz.**



AGHI CANNULA SURFLO™ - dritti - sterili

Codice TERUMO®: SR+OX1864C1

Ago: 18Gx2 1/2" - 1,3 × 64 mm

Colore: verde

Minimo vendita: conf. da 50

Gli aghi cannula Surflo™ sono studiati per garantire stabilità (minore rischio di punte spezzate e distacco) durante la venipuntura in condizioni difficili.

Realizzati in EFTE di qualità medica.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.