

**AGHI CANNULA TERUMO SURFLO 20G - 1,1x32 mm -
SR+OX2032C1 - rosa - sterili conf. 50 pz.**



AGHI CANNULA SURFLO™ - dritti - sterili

Codice TERUMO®: SR+OX2032C1

Ago: 20Gx1 1/4" - 1,1 × 32 mm

Colore: rosa

Minimo vendita: conf. da 50

Gli aghi cannula Surflo™ sono studiati per garantire stabilità (minore rischio di punte spezzate e distacco) durante la venipuntura in condizioni difficili.

Realizzati in EFTE di qualità medica.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.