

**AGHI CANNULA TERUMO SURFLO 22G - 0,85x25 mm  
- SR+OX2225C1 - blu - sterili conf. 50 pz.**



AGHI CANNULA SURFLO™ - dritti - sterili

Codice TERUMO®: SR+OX2225C1

Ago: 22Gx1" - 0,85 × 25 mm

Colore: blu

Minimo vendita: conf. da 50

Gli aghi cannula Surflo™ sono studiati per garantire stabilità (minore rischio di punte spezzate e distacco) durante la venipuntura in condizioni difficili.

Realizzati in EFTE di qualità medica.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.