

**AGHI CANNULA TERUMO SURFLO 24G - 0,67x19 mm
- SR+OX2419C1 - giallo - sterili conf. 50 pz.**



AGHI CANNULA SURFLO™ - dritti - sterili

Codice TERUMO®: SR+OX2419C1

Ago: 24Gx3/4" - 0,67 × 19 mm

Colore: giallo

Minimo vendita: conf. da 50

Gli aghi cannula Surflo™ sono studiati per garantire stabilità (minore rischio di punte spezzate e distacco) durante la venipuntura in condizioni difficili.

Realizzati in EFTE di qualità medica.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.