

**AGHI A FARFALLA TERUMO SURFLO 19G - 1,1x19 mm - SV\*19NL30 - avorio - sterili conf. 50 pz.**



AGHI A FARFALLA SURFLO™ - sterili

Codice TERUMO®: SV\*19NL30

Ago: 19G - 1,1 × 19 mm

Colore: avorio

Minimo vendita: conf. da 50

Gli aghi a farfalla Surflo™ (microperfusori) sono studiati per introdurre fluidi nel sistema vascolare dopo la venipuntura. Per garantire stabilità e presa durante la venipuntura, sono dotati di alette a incastro con codice colore. Grazie alla leggera angolazione delle alette (<3° rispetto alla cannula), esercitano una pressione minore sul vaso sanguigno durante la venipuntura ed entrano agevolmente nella cute. Non sono fabbricati con DEPH e non hanno componenti in lattice di gomma naturale.

Lunghezza tubo: 30 cm.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.