

**AGHI A FARFALLA TERUMO SURFLO 21G - 0,8x19
mm - SV*21NL30 - verde - sterili conf. 50 pz.**



AGHI A FARFALLA SURFLO™ - sterili

Codice TERUMO®: SV*21NL30

Ago: 21G - 0,8 × 19 mm

Colore: verde

Minimo vendita: conf. da 50

Gli aghi a farfalla Surflo™ (microperfusori) sono studiati per introdurre fluidi nel sistema vascolare dopo la venipuntura. Per garantire stabilità e presa durante la venipuntura, sono dotati di alette a incastro con codice colore. Grazie alla leggera angolazione delle alette (<3° rispetto alla cannula), esercitano una pressione minore sul vaso sanguigno durante la venipuntura ed entrano agevolmente nella cute. Non sono fabbricati con DEPH e non hanno componenti in lattice di gomma naturale.

Lunghezza tubo: 30 cm.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

Il calibro 21G con ago da 0,8 x 19 mm identifica il modello colore verde secondo la codifica internazionale, facilitando il riconoscimento immediato durante l'utilizzo clinico. L'angolazione ridotta dell'ago consente una penetrazione più delicata e una migliore gestione della venipuntura, riducendo il disagio del paziente.

Gli aghi Terumo Surflo sono realizzati senza lattice naturale e senza DEHP, caratteristica importante per pazienti sensibili e per l'utilizzo professionale continuativo. La qualità costruttiva Terumo assicura elevata affidabilità, flusso costante e sicurezza durante la somministrazione o il prelievo.

Confezione sterile da 50 pezzi, ideale per strutture sanitarie, laboratori analisi, studi medici e reparti ospedalieri.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono gli aghi a farfalla Terumo Surflo?

Sono utilizzati per venipuntura, infusioni e prelievi venosi.

Che misura ha questo modello?

Il dispositivo è da 21G con ago 0,8 x 19 mm.

Che colore identifica il 21G?

Il colore identificativo è verde.

Gli aghi sono sterili?

Sì, ogni dispositivo è sterile monouso.

Il prodotto contiene lattice?

No, gli aghi sono latex free e privi di DEHP.

Aghi a farfalla Terumo Surflo 21G sterili conf. 50 pz per venipuntura e infusioni endovenose.
Latex free, ago 0,8 x 19 mm con tubo da 30 cm.