

AGHI A FARFALLA TERUMO SURFLO 25G - 0,5x19 mm - SV*25NL30 - arancione - sterili conf. 50 pz.



AGHI A FARFALLA SURFLO™ - sterili

Codice TERUMO®: SV*25NL30

Ago: 25G - 0,5 × 19 mm

Colore: arancione

Minimo vendita: conf. da 50

Gli aghi a farfalla Surflo™ (microperfusori) sono studiati per introdurre fluidi nel sistema vascolare dopo la venipuntura. Per garantire stabilità e presa durante la venipuntura, sono dotati di alette a incastro con codice colore. Grazie alla leggera angolazione delle alette (3° rispetto alla cannula), esercitano una pressione minore sul vaso sanguigno durante la venipuntura ed entrano agevolmente nella cute. Non sono fabbricati con DEPH e non hanno componenti in lattice di gomma naturale. Lunghezza tubo: 30 cm. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.