

**AGHI IPODERMICI TERUMO AGANI 21Gx1 1/2" -
0,8x38mm - AN*2138R1 - verde - sterili conf. 100 pz.**



**AGHI IPODERMICI TERUMO AGANI 21Gx1 1/2" -
0,8x38mm**

AGHI IPODERMICI AGANI™

- Codice TERUMO®: AN*2138R1
- Ago: 21Gx1 1/2" - 0,8x38 mm
- Colore: verde
- Minimo vendita: conf. da 100

Aghi ipodermici sterili monouso, adatti per un'ampia gamma di applicazioni.

La geometria speciale dell'affilata punta a lancetta facilita la penetrazione nella cute e contribuisce a ridurre il trauma.

La cannula rivestita in silicone scivola e penetra agevolmente, senza effetto di attrito.

L'affidabilità e la facilità di impiego aumentano la sicurezza e il benessere del paziente: l'angolo molto inclinato della breve smussatura comporta una lunghezza più ridotta della smussatura dell'ago, riducendo il rischio di perforazione vascolare.

Attacco in polipropilene, ago in acciaio inox.

L'attacco con codice colore ISO consente di riconoscere il diametro dell'ago.

Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni.

Confezionati singolarmente in blister. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

Gli Aghi Ipodermici Terumo Agani 21G (0,8 x 38 mm) sono dispositivi sterili monouso progettati per garantire precisione, comfort e sicurezza durante le procedure di iniezione e prelievo. La qualità costruttiva Terumo li rende una scelta affidabile per ospedali, ambulatori, studi medici e professionisti sanitari.

La punta a tripla affilatura consente una penetrazione delicata e controllata, contribuendo a ridurre il trauma tissutale e il disagio del paziente. La speciale lavorazione della cannula in acciaio inox medicale assicura uno scorrimento fluido e una maggiore precisione durante l'utilizzo.

L'attacco Luer è compatibile con la maggior parte delle siringhe standard. Il codice colore verde, conforme agli standard internazionali ISO, permette l'identificazione immediata del calibro 21G.

Ogni ago è confezionato singolarmente in blister sterile e viene fornito in confezione da 100 pezzi. Il prodotto presenta una durata di conservazione di 5 anni, mantenendo inalterate le caratteristiche di sterilità fino alla scadenza.

FAQ - Domande Frequenti

Quali sono le dimensioni dell'ago?

L'ago misura 21G x 1½", pari a 0,8 x 38 mm.

Gli aghi sono sterili?

Sì, ogni ago è sterile, monouso e confezionato singolarmente in blister.

Con quali siringhe sono compatibili?

Sono dotati di attacco Luer compatibile con la maggior parte delle siringhe standard.

A cosa serve il colore verde?

Il colore verde identifica rapidamente il calibro 21G secondo la codifica ISO internazionale.

Quanti aghi contiene la confezione?

La confezione contiene 100 aghi sterili monouso.

Aghi Ipodermici Terumo Agani 21G 0,8x38 mm sterili monouso con punta a tripla affilatura e attacco Luer.

Confezione da 100 pezzi per uso professionale sanitario.