

**AGHI IPODERMICI TERUMO AGANI 23Gx1 1/4" -
0,6x32mm - AN*2332R1 - blu - sterili conf. 100 pz.**



AGHI IPODERMICI AGANI™

- Codice TERUMO®: AN*2332R1
- Ago: 23Gx1 1/4" - 0,6 x 32 mm
- Colore: blu
- Minimo vendita: conf. da 100

Aghi ipodermici sterili monouso, adatti per un'ampia gamma di applicazioni.

La geometria speciale dell'affilata punta a lancetta facilita la penetrazione nella cute e contribuisce a ridurre il trauma.

La cannula rivestita in silicone scivola e penetra agevolmente, senza effetto di attrito.

L'affidabilità e la facilità di impiego aumentano la sicurezza e il benessere del paziente: l'angolo molto inclinato della breve smussatura comporta una lunghezza più ridotta della smussatura dell'ago, riducendo il rischio di perforazione vascolare.

Attacco in polipropilene, ago in acciaio inox.

L'attacco con codice colore ISO consente di riconoscere il diametro dell'ago.

Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni.

Confezionati singolarmente in blister. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.