

**SIRINGHE SENZA AGO TERUMO 1 ml Tubercolina -
Luer Slip concentrico - MDSS01SE - sterili conf. 100
pz.**



SIRINGHE TERUMO® SENZA AGO - STERILI

- LUER SLIP CONCENTRICO
- Codice TERUMO®: MDSS01SE
- Capacità: 1 ml - Tubercolina
- Minimo vendita: conf. da 100

Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico sterile precollegato.

Servono per aspirare fluidi o sangue o per iniettare fluidi nel corpo umano subito dopo il riempimento.

Attacco in polipropilene e masterbatch, cannula in acciaio inox.

Senza lattice.

Il corpo cilindrico trasparente facilita l'individuazione di bolle d'aria e la stampa chiara consente il dosaggio preciso.

Classe IIa, Dispositivo medico conforme a MDR 2017/745.

Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT , TR, RU.