

SIRINGHE SENZA AGO TERUMO 5 ml - Luer Slip concentrico - MDSS05SE - sterili conf. 100 pz.



SIRINGHE TERUMO® SENZA AGO - STERILI

- LUER SLIP CONCENTRICO
- Codice TERUMO®: MDSS05SE
- Capacità: 5 ml
- Minimo vendita: conf. da 100

Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico sterile precollegato.

Servono per aspirare fluidi o sangue o per iniettare fluidi nel corpo umano subito dopo il riempimento.

Attacco in polipropilene e masterbatch, cannula in acciaio inox.

Senza lattice.

Il corpo cilindrico trasparente facilita l'individuazione di bolle d'aria e la stampa chiara consente il dosaggio preciso.

Classe IIa, Dispositivo medico conforme a MDR 2017/745.

Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT , TR, RU.

Prodotte secondo elevati standard qualitativi, le siringhe Terumo sono sterili, apirogene e prive di lattice, ideali anche per pazienti sensibili. La confezione da 100 pezzi è perfetta per utilizzo professionale continuativo.

Caratteristiche principali

- Capacità 5 ml
 - Attacco Luer Slip concentrico
 - Senza ago (compatibili con aghi standard)
 - Sterili e monouso
 - Corpo trasparente con scala graduata precisa
 - Scorrimento fluido dello stantuffo
 - Senza lattice
 - Confezione 100 pezzi
-

FAQ - Domande e Risposte

Le siringhe includono l'ago?

No, sono siringhe senza ago.

Sono compatibili con aghi standard?

Sì, grazie all'attacco Luer Slip.

Sono sterili?

Sì, ogni siringa è confezionata sterile.

Possono essere riutilizzate?

No, sono dispositivi monouso.

Sono adatte a pazienti allergici al lattice?

Sì, sono latex free.

Siringhe senza ago Terumo 5 ml Luer Slip sterili, precise e latex free.
Ideali per uso medico e professionale. Confezione da 100 pezzi.